


## Tutorial penggunaan pada aplikasi DEATH

### Detection Web Brain Tumor Human



1. Pastikan perangkat pengguna (user) tersedia jaringan internet.
2. Kemudian buka akses link aplikasi website DEATH melalui url <https://tumordeteksi.herokuapp.com/>
3. Selanjutnya klik “Pilih” lalu upload gambar otak dari hasil X-Ray atau MRI, setelah itu otomatis aplikasi akan mendeteksi dan memberi presentase jenis tumor bila terdiagnosis adanya tumor namun apabila tidak ada maka akan terlihat hasilnya juga.



4. Ada tambahan fitur “dark mode” apabila ingin mengubah tampilan menjadi lebih gelap.

